



1. Технические параметры имплантов для увеличения/коррекции груди

Грудные импланты бывают круглой и анатомической формы различной высоты и профиля. Импланты наполнены силиконовым гелем. Высококонтрированный гель сжат внутри импланта, при этом полностью исключается риск даже микроскопической его утечки благодаря высокотехническим свойствам оболочки. Таким образом, имплант достаточно долго (примерно 10 лет) сохраняет свою первоначальную форму.

	Импланты круглой формы	Импланты анатомической формы
Толщина оболочки	600 микрон	800 микрон
Возможность расширения оболочки	До 500%	До 500%
Оболочка	Nusil технологии, высокотехнические параметры, эластичные слои	
Силиконовый гель	мягкий	спрессованный
Поверхность	Текстурированная (для обеспечения фиксации имплантата к тканям молочной железы)	
Индикация	<ul style="list-style-type: none"> • увеличение или коррекция груди • реконструкция груди • замена старых или поврежденных имплантатов 	



2. Круглые импланты




Материал: CRISTALLINE PARAGEL

Круглые грудные имплантаты CRISTALLINE PARAGEL могут иметь широкий диапазон объемов низких и высоких профилей. Их защитная поверхность микротекстурирована и очень хорошо приживается к тканям, тем самым снижая появление тканевых капсул в области протеза.

Непроницаемый вкладыш внутри наружного слоя импланта исключает утечку геля.

ПРОФИЛЬ	низкий	средний	высокий	очень высокий
СИЛИКОНОВЫЙ ГЕЛЬ	мягкий	мягкий	мягкий	мягкий
ЗАПОЛНЕНИЕ	85%	100%	85%	100%

3. Анатомические импланты



Материал: CRISTALLINE VERTEX PARAGEL

Анатомический имплантат CRISTALLINE VERTEX PARAGEL наполнен силиконовым гелем.

Совершенная форма достигается:

- обильным закладом геля для естественного вида нижней выемки под грудью
- достижением максимального профиля нижней части груди

Материал: CRISTALLINE APTEX PARAGEL грудной протез для реконструкции или косметической операции при формировании анатомического импланта, заполненного силиконовым гелем. Высота APTEX импланта меньше, чем у импланта, наполненного гелем VERTEX.

	CRISTALLINE VERTEX PARAGEL NATURAL	CRISTALLINE APTEX PARAGEL NATURAL средний профиль	CRISTALLINE APTEX PARAGEL NATURAL высокий профиль
ВЫСОТА	полная	средняя	средняя
ПРОФИЛЬ	высокий	средний	высокий
СИЛИКОНОВЫЙ ГЕЛЬ	натуральный спрессованный	натуральный спрессованный	натуральный спрессованный
ПОЗИЦИЯ РАЗМЕТОЧНОЙ ЛЕНТЫ	середина передней нижней части	середина передней нижней части	середина передней нижней части